



**Medica**  
www.medica.it

K4/2011

# Стоматологическое оборудование

## Прейскурант



- Ремонт и обслуживание установок разных производителей




- Поставка запчастей разных моделей установок



- Консультации по проектированию стоматологических кабинетов



- Контракты технического обслуживания





## Стоматологическая установка ABC 04-012 (1 модификация) Подвесной вариант

ABC 04-012 (1 мод.) подвесной вариант, с нижней подачей инструментов (в комплекте моноблок, кресло пациента с левым пластиковым подлокотником, светильник двух интенсивностей, инжекторно-воздушный слюноотсос, инструментальный столик до 5 инструментов на пантографическом плече, система чистой воды, многофункциональная педаль и полка для инструментов)	4 356 €
ABC 04-012 (1 мод.) подвесной вариант, с верхней подачей инструментов	4 600 €
Автономный вариант (без канализации)	140 €
<b>Комплектация инструментов к установкам</b>	
Турбинное соединение	133 €
Турбинное соединение со светом	188 €
Микродвигатель MV2.20 со шлангом	160 €
Воздушный микродвигатель VORTICE (с турбинным соединением)	300 €
Бесщеточный микродвигатель со шлангом DEFINITIVE SET	350 €
Бесщеточный микродвигатель со светом и шлангом DEFINITIVE LED SET	435 €
Тех. микродвигатель 102L (с наконечником) со шлангом	266 €
Тех. микродвигатель 108E со шлангом	226 €
Пустер вода/воздух, 3 функций	70 €
Пустер вода/воздух – прямой, 3 функций	115 €
Пустер вода/воздух – прямой/угловой, 6 функций	220 €
Светодиодная лампа полимеризации	480 €
Ультразвуковой скалер	510 €
Содовая пескоструйная полировка „Easyjet Pro“ (без турбинного соединения)	460 €
Негатоскоп	130 €
<b>Системы пылесосов со столиком ассистента</b>	
Инжекторный воздушный пылесос	270 €
Вакуумный пылесос с сепаратором и сборником амальгамы „METASYS“ без помпы	410 €
Сборник амальгамы	50 €
<b>Дополнительная комплектация установок</b>	
Интраоральная видео камера с монитором и держателем	1 235 €
ABC 04-VS вакуумная помпа в тумбочке, с управлением	695 €
Компрессор на 1/2 рабочее место	580 €
Компрессор на 2/3 рабочее место	700 €
Компрессор на 2/3 рабочее место в кожухе шумоподавления	1 015 €
Кожух шумоподавления для компрессора	170 €
Полка для приборов	45 €
<b>Стоматологическое кресло пациента</b>	
Два опускаемых подлокотника (металлических)	185 €

Цены указаны без НДС (VAT)

## Стоматологическая установка ABC 04-012 (2 модификация)



ABC 04-012 (2 мод.), с нижней подачей инструментов (в комплекте моноблок, светильник двух интенсивностей, инжекторно-воздушный слюноотсос, инструментальный столик до 5 инструментов на пантографическом плече, система чистой воды, педаль управления и полка для инструментов)	2 085 €
ABC 04-012 (2 мод.), с верхней подачей инструментов	2 330 €
Автономный вариант (без канализации)	140 €
<b>Комплектация инструментов к установкам</b>	
Турбинное соединение	133 €
Турбинное соединение со светом	188 €
Микродвигатель MV2.20 со шлангом	160 €
Воздушный микродвигатель VORTICE (с турбинным соединением)	300 €
Бесщеточный микродвигатель со шлангом DEFINITIVE SET	350 €
Бесщеточный микродвигатель со светом и шлангом DEFINITIVE LED SET	435 €
Тех. микродвигатель 102L (с наконечником) со шлангом	266 €
Тех. микродвигатель 108E со шлангом	226 €
Пустер вода/воздух, 3 функций	70 €
Пустер вода/воздух – прямой, 3 функций	115 €
Пустер вода/воздух – прямой/угловой, 6 функций	220 €
Светодиодная лампа полимеризации	480 €
Ультразвуковой скалер	510 €
Содовая пескоструйная полировка „Easyjet Pro“ (без турбинного соединения)	460 €
Негатоскоп	130 €
<b>Системы пылесосов со столиком ассистента</b>	
Инжекторный воздушный пылесос	270 €
Вакуумный пылесос с сепаратором и сборником амальгамы „METASYS“ без помпы	410 €
Сборник амальгамы	50 €
<b>Дополнительная комплектация установок</b>	
Интраоральная видео камера с монитором и держателем	1 230 €
ABC 04-VS вакуумная помпа в тумбочке, с управлением	695 €
Компрессор на 1/2 рабочее место	580 €
Компрессор на 2/3 рабочее место	700 €
Компрессор на 2/3 рабочее место в кожухе шумоподавления	1 015 €
Кожух шумоподавления для компрессора	170 €
Полка для приборов	45 €
<b>Стоматологическое кресло пациента</b>	
Кресло пациента ABC 04-KP с левым пластиковым подлокотником	1 795 €
Два опускаемых подлокотника (металлических)	185 €

Цены указаны без НДС (VAT)

## Стоматологическая установка „Quetin“ K2 One (France)



<b>„Quetin“ K2 One с верхней подачей инструментов</b> (моноблочная концепция установки: с интегрированным креслом пациента инструментальным столиком до 5 инструментов на пантографическом плече, светильник двух интенсивностей на пантографическом плече, инжекторный слюноотсос, педаль управления, керамическая плевательница)	<b>8 900 €</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

### Комплектация инструментов к установкам

Турбинное соединение	<b>133 €</b>
Турбинное соединение со светом	<b>188 €</b>
Микропроцессорный регулятор скорости для микродвигателей: Bien Air, NSK	<b>520 €</b>
Микродвигатель NSK со светом	<b>540 €</b>
Воздушный микродвигатель VORTICE (с турбинным соединением)	<b>465 €</b>
Бесщеточный микродвигатель со шлангом DEFINITIVE SET	<b>565 €</b>
Бесщеточный микродвигатель со светом и шлангом DEFINITIVE LED SET	<b>625 €</b>
Тех. микродвигатель 102L с наконечником и со шлангом	<b>266 €</b>
Тех. микродвигатель 108E со шлангом	<b>226 €</b>
Пустер вода/воздух, 3 функций	<b>70 €</b>
Пустер вода/воздух – прямой, 3 функций	<b>115 €</b>
Пустер вода/воздух – прямой/угловой, 6 функций	<b>220 €</b>
Ультразвуковой скалер SATELEC	<b>590 €</b>
Светодиодная лампа полимеризации	<b>480 €</b>
Содовая пескоструйная полировка „Easyjet Pro“ (без турбинного соединения)	<b>460 €</b>

### Системы пылесосов со столиком ассистента

Вакуумный пылесос с сепаратором и сборником амальгамы „METASYS“ без помпы	<b>410 €</b>
---------------------------------------------------------------------------	--------------

### Дополнительная комплектация установок

Многофункциональная педаль управления	<b>415 €</b>
Интраоральная камера с монитором и держателем	<b>1 230 €</b>
ABC 04 – VS вакуумная помпа в тумбочке, с управлением	<b>695 €</b>
Компрессор на 1/2 рабочее место	<b>580 €</b>
Компрессор на 2/3 рабочее место	<b>700 €</b>
Компрессор на 2/3 рабочее место в кожухе шумоподавления	<b>1 015 €</b>
Кожух шумоподавления для компрессора	<b>170 €</b>
Полка для приборов	<b>45 €</b>

### Стоматологическое кресло пациента

Два опускаемых подлокотника (металлических)	<b>185 €</b>
---------------------------------------------	--------------

Цены указаны без НДС (VAT)

## Стоматологическая установка CHIROMEGA 654 DUET (Slovakia) Подвесной вариант



<b>CHIROMEGA 654 DUET подвесной вариант, с нижней подачей инструментов</b> (в комплекте моноблок, кресло пациента с левым пластиковым подлокотником, светильник, инжекторно-воздушный или инжекторно-водной слюноотсос, инструментальный столик до 5 инструментов на пантографическом плече, система чистой воды, поворотная керамическая плевательница, пустер, турбинное соединение со светом, сенсорная управления)	<b>5 390 €</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

### Комплектация инструментов к установкам

Инструментальный столик с верхней подачей инструментов (сенсорное управление)	<b>420 €</b>
Подготовка для дополнительной турбины или микродвигателя	<b>165 €</b>
Подготовка для двух дополнительных турбин или микродвигателей	<b>320 €</b>
Шланг со светом для микродвигателя Bien Air	<b>150 €</b>
Воздушный микродвигатель VORTICE (с турбинным соединением)	<b>465 €</b>
Бесщеточный микродвигатель со шлангом DEFINITIVE SET	<b>565 €</b>
Бесщеточный микродвигатель со светом и шлангом DEFINITIVE LED SET	<b>625 €</b>
Тех. микродвигатель 102L (с наконечником) со шлангом	<b>266 €</b>
Тех. микродвигатель 108E со шлангом	<b>226 €</b>
Ультразвуковой скалер «Amdent»	<b>550 €</b>
Ультразвуковой скалер „Compact Piezo“ („Mectron“ Italia)	<b>510 €</b>
Светодиодная лампа полимеризации „Starlight S“ („Mectron“ Italia)	<b>480 €</b>
Дополнительный поднос для полимеризационной лампы	<b>50 €</b>
Подготовка для скалера	<b>90 €</b>
Дополнительный поднос столика	<b>70 €</b>
Модуль ассистента	<b>300 €</b>
Электрокаутер	<b>170 €</b>
Инжекторный пылесос	<b>200 €</b>
Вакуумный пылесос с сепаратором и сборником амальгамы „METASYS“ без помпы	<b>500 €</b>
Программирования /4 позиции/	<b>145 €</b>
Правый подлокотник	<b>100 €</b>
Многофункциональная педаль	<b>175 €</b>
Многофункциональная педаль с управлением мощности микродвигателя	<b>220 €</b>
Интраоральная видео камера с монитором (USB)	<b>1 100 €</b>
Интраоральная видео камера с монитором (с памяти 112 снимок)	<b>1 270 €</b>

Цены указаны без НДС (VAT)

## Стоматологическая установка ABC 04

ABC 04 (мобильная установка, инструментальный столик до 4 инструментов, педаль управления, система чистой воды)	390 €
<b>Комплектация инструментов к установкам</b>	
Турбинное соединение	133 €
Турбинное соединение со светом	188 €
Микродвигатель MV2.20	160 €
Воздушный микродвигатель VORTICE (с турбинным соединением)	465 €
Бесщеточный микродвигатель со шлангом DEFINITIVE SET	565 €
Бесщеточный микродвигатель со светом и шлангом DEFINITIVE LED SET	625 €
Тех. микродвигатель 102L (с наконечником) со шлангом	266 €
Тех. микродвигатель 108E со шлангом	226 €
Пустер вода/воздух, 3 функций	70 €
Пустер вода/воздух – прямой, 3 функций	115 €
Пустер вода/воздух – прямой/угловой, 6 функций	220 €
Светодиодная лампа полимеризации	480 €
Ультразвуковой скалер	510 €
Содовая пескоструйная полировка „Easyjet Pro“ (без турбинного соединения)	460 €
Светильник к креслу или стене	350 €



## Стоматологическая установка ABC 04-06

ABC 04-06 (установка, которая прикрепляется на столе, предназначено для стоматологических технических работ, где не требуется охлаждение водой. Базу установки составляет блок управления, ножка укрепления и педаль. Возможность комплектации до трех инструментов)	132 €
<b>Комплектация столика инструментов</b>	
Турбинное соединение	133 €
Микродвигатель MV2.20 со шлангом	160 €
Тех. микродвигатель 102L (с наконечником) со шлангом	266 €
Тех. микродвигатель 108E со шлангом	226 €
Пустер	70 €
Светодиодная лампа полимеризации	480 €
Редуктор	30 €

Цены указаны без НДС (VAT)

## Микродвигатель ABC 04-05 K

ABC 04-05 K (переносный стоматологический микродвигатель для различных типов наконечников с ножным блоком управления)	429 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------



(ножное управление скорости)



## Стоматологический слюноотсос ABC 04-SA

ABC 04-SA (мобильный стоматологический слюноотсос с вакуумной помпой, плевательницей и автономным сборником)	290 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------



## Стоматологическое оборудование ABC 04-AS

ABC 04-AS (мобильное стоматологическое оборудование – вакуумная аспирационная система для пылесоса и слюноотсоса)	900 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

## Стоматологическая вакуумная станция ABC 04-VS

ABC 04-VS (вакуумная помпа в тумбочке, с управлением)	695 €
-------------------------------------------------------	-------



Цены указаны без НДС (VAT)

## Кресло пациента ABC 04-KP

ABC 04-KP (кресло пациента с левым пластиковым подлокотником)	1 795 €
Два опускаемых подлокотника (металлических)	185 €



## Стоматологические стулья



„OK-1“, „OK-2“ (стоматологический стул (ножное управление))	245 €
„OKR-1“, „OKR-2“ (стоматологический стул (ручное управление))	190 €
„OKR-седло“ (стоматологический стул (ручное управление))	250 €
„OK“ без спинки (стоматологический стул (ножное управление))	200 €
„OKR“ без спинки (стоматологический стул (ручное управление))	145 €

## Стоматологическая тумбочка

Стоматологическая тумбочка (на колёсиках)	240 €
-------------------------------------------	-------



Цены указаны без НДС (VAT)

## Рентген детальный ERGON-X (ViVi s.r.l. Italia)

Ergon-X 70 AC (дентальный рентген переменного напряжения)	2 300 €
Ergon-X 70 AC (мобильный)	2 480 €
Ergon-X HF (высокочастотный дентальный рентген постоянного напряжения)	2 700 €
Ergon-X HF (мобильный)	2 890 €



## Система компьютерной радиовизиографии TRED (ViVi s.r.l. Italia)

Tred (система компьютерной радиовизиографии с устройством для просмотра фотографий)	4 550 €
-------------------------------------------------------------------------------------	---------



## Система компьютерной радиовизиографии EVA



„EVA“ (система компьютерной радиовизиографии (USA))	4 000 €
-----------------------------------------------------	---------

## Интраоральная камера (Carlo de Giorgi s.r.l. Italia)

Интраоральная камера с монитором и держателем	1 235 €
Интраоральная камера	675 €
Монитор для интраоральной камеры	380 €
Держатель монитора	180 €



Цены указаны без НДС (VAT)

**Пустер  
(Luzzani, Italia)  
для инсталляции в установку**

Minilight (6 функций, прямой/угловой, с подогревом)	188 €
Minilight (3 функций, прямой/угловой (стальной/пластиковый))	150 €
Minimate (3 функций, прямой/угловой (стальной))	130 €



**Полимерзационные лампы  
(Mectron, Italia)**



STARLIGHT PRO STARLIGH PRO SLER STARLIGHT S STARLIGHT S SLER

<b>Starlight Pro</b> (светодиодная беспроводная лампа полимеризации, 2 режима полимеризации, интенсивность света 1 350 mW/cm <sup>2</sup> )	380 €
<b>Starlight Pro Sler</b> (светодиодная беспроводная лампа полимеризации, 6 режимов полимеризации, интенсивность света 1 400 mW/cm <sup>2</sup> )	480 €
<b>Starlight S</b> (светодиодная лампа полимеризации, для инсталляции в установку, 2 режима полимеризации, интенсивность света 1 350 mW/cm <sup>2</sup> )	370 €
<b>Starlight S Sler</b> (светодиодная лампа полимеризации, для инсталляции в установку, 6 режимов полимеризации, интенсивность света 1 400 mW/cm <sup>2</sup> )	420 €



**Полимерзационные лампы  
(Carlo de Giorgi s.r.l. Italia)**

<b>Curing light-LED.G</b> (светодиодная лампа полимеризации, для инсталляции в установку, интенсивность света 850-1000 mW/cm <sup>2</sup> , 3 режима полимеризации)	370 €
<b>Curing light-LED.B</b> (беспроводная светодиодная лампа полимеризации, интенсивность света 850-1000 mW/cm <sup>2</sup> , 2 режима полимеризации, защитное стекло)	380 €

Цены указаны без НДС (VAT)

**Полимерзационная лампа  
(TeKne Dental, Italija)**



„MOON SET“ (светодиодная лампа полимеризации, для инсталляции в установку. 4 режима полимеризации, интенсивность света 1380 mW/cm<sup>2</sup>, защитное стекло. С изменяющимся углом положения световода)

434 €

**Содовая пескоструйная полировка  
EASYJET PRO (Mectron, Italia)**



**Easyjet Pro** (для инсталляции в установку, в комплекте профилактический порошок, варианты со-единений: Midwest, Borden, W&H, KaVo, Bien Air)

460 €

Профилактический порошок для пескоструйки (2 x 250 г.)

28 €

**Скалер  
(Mectron, Italia)**



MICROPIEZO S

PIEZO SMART

<b>MIKROPIEZO S</b> (в комплекте 2 насадки: S1, S6)	455 €
<b>MIKROPIEZO S4</b> (в комплекте 4 насадки: S1, S2, S3, S6)	515 €
<b>PIEZO SMART</b> (в комплекте 4 насадки: S6, P10, P11, P12)	1 100 €

Цены указаны без НДС (VAT)

**Скалер  
COMPACT PIEZO  
(Mectron, Italia)**



COMPACT PIEZO (ультразвуковой пьезоэлектрический скалер для инсталляции в установку, 4 насадки: S1, S2, S3, S6) **420 €**

**Скалер  
TITANUS E  
(TKD, Italia)**



TITANUS E (ультразвуковой пьезоэлектрический скалер для инсталляции в установку, 3 насадки EMS или Satelec) **420 €**



Насадки для скалеров: Mectron, Satelec, NSK, EMS **от 38 €**

**Бесщеточные микродвигатели  
DEFINITIVE  
(TKD Italia)**



DEFINITIVE SET (бесщеточный микродвигатель со шлангом и платой управления, без фиброоптики, внутреннее охлаждение, 2000÷40000 обр./мин.) **565 €**

DEFINITIVE LED SET (бесщеточный микродвигатель со шлангом и платой управления, с фиброоптикой, внутреннее охлаждение, 2000÷40000 обр./мин.) **625 €**

**Воздушный микродвигатель  
VORTICE  
(TKD Italia)**



VORTICE (воздушный микродвигатель с турбинным соединением, внутреннее охлаждение, 5000÷20000 обр./мин., вращение в перед/назад, без фиброоптики, стерилизация 135° C) **465 €**

**Технические микродвигатели  
(Saechin, Korèja)**



102 L



108 E

102L (технический микродвигатель с наконечником со шлангом, 35000 обр./мин.) **180 €**

108E (технический микродвигатель со шлангом, 35000 обр./мин.) **152 €**

**Электрокогулятор  
и электрохирургический нож  
(Carlo de Giorgi s.r.l. Italia)**



Электрохирургический нож – это диатермокогулятор, генератор высокой частоты электрического тока, который разными электродами делает коагуляцию и разрезы легочной ткани. Выполняет 3 функции: 1) разрез легочной ткани; 2) коагуляция; 3) смешанная. В комплектацию прибора входит 8 активных электродов. **710 €**

**Компрессор  
ЕКОМ (Slovakia)  
Для 1 рабочего места**



DK 50 10 Z (75 l/min.; рес. 10л; при 5 bar атмосфер., мощность двигателя 0,55 kW, частота 50/60 Hz, давление 4,5-6 bar, напряжение 230 V, уровень шума 65 dB, вес 36 kg., габариты 420x525x620 mm)	<b>1 015 €</b>
Кожух шумоподавления для компрессора	<b>170 €</b>

**Компрессор  
BORA New Light (Metasys, Austrija)  
Для 1 рабочего места**



BORA New Light (66 l/min., рес. 30 л при 6 bar атмосфер, мощность двигателя 1.1 kW, частота 50 Hz, давление 6-8 bar., напряжение 230 V, уровень шума 63 dB, габариты 680x450x650 mm)	<b>840 €</b>
Кожух шумоподавления для компрессора	<b>170 €</b>

**Компрессор  
SCIROCCO New Light (Metasys, Austrija)  
Для 2-3 рабочих места**



SCIROCCO New Light (130 l/min., рес. 30 л при 6 bar атмосфер, мощность двигателя 1,5 kW; частота 50 Hz; давление 6-8 bar.; напряжение 230 V; уровень шума 63 dB; габариты 680x450x660 mm)	<b>970 €</b>
Кожух шумоподавления для компрессора	<b>170 €</b>








**Компрессор  
LUNA (Švedija)  
Для 2-3 рабочих места**



LUNA (мобильный 210 л/мин., 60 dB, рес. два бака по 15 л.в кожухе шумоподавления)	<b>1 245 €</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------

Цены указаны без НДС (VAT)

**Наконечники турбинные стоматологические  
MICRON (Россия)**

<b>Жемчуг-2</b> С фиброоптикой для терапевтических работ, со стандартной головкой, кнопочной фиксацией. Максимальная мощность наконечника не менее 12 Вт. Частота вращения до 5000 (300 000) С-1 (об/мин.). Рабочее давление воздуха 0,2±0,01 (2,0±0,1)Мпа (кгс/см). Освещенность не менее 18000 люкс.	<b>180 €</b>	
<b>НТСБФ-300</b> С большой головкой, фрикционной фиксацией. Максимальная мощность наконечника не менее 14 Вт. Частота вращения до 5000 (300 000) С-1 (об/мин.). Рабочее давление воздуха 0,2±0,01 (2,0±0,1)Мпа (кгс/см). Высота головки 14 мм. Длина наконечника 119-137 мм. Масса наконечника 0,08 кг.	<b>77 €</b>	
<b>НТКС-300-01</b> Для терапевтических работ, со стандартной головкой, кнопочной фиксацией. Максимальная мощность наконечника не менее 8,0 Вт. Частота вращения до 5000 (300 000) С-1 (об/мин.). Рабочее давление воздуха 0,2±0,01 (2,0±0,1) Мпа (кгс/см). Высота головки 14 мм. Длина наконечника 130-142 мм. Масса наконечника 0,05 кг.	<b>67 €</b>	
<b>НТС-300-05</b> Для терапевтических работ, со стандартной головкой, фрикционной фиксацией. Максимальная мощность наконечника не менее 8,0 Вт. Частота вращения до 5000 (300 000) С-1 (об/мин.). Рабочее давление воздуха 0,2±0,01 (2,0±0,1) Мпа (кгс/см). Длина наконечника 130-142 мм. Масса наконечника 0,05 кг.	<b>57 €</b>	
<b>МП-40С</b> Микромотор пневматический с внутренней системой подачи вода и воздуха. Максимальная мощность наконечника не менее 10 Вт. Частота вращения от 5000 до 40 000 об/мин. Рабочее давление воздуха 0,2±0,01 (2,0±0,1) Мпа (кгс/см). Масса наконечника 0,12 кг.	<b>96 €</b>	
Стоматологический наконечник НУ-40М угловой.	<b>74 €</b>	
Стоматологический наконечник НП-40М прямой.	<b>68 €</b>	

**Турбинки сменные к наконечникам турбинным**

Black Pearl для наконечника: Жемчуг-1 или Жемчуг-2	<b>90 €</b>		Для наконечника НТКС-300-01	<b>38 €</b>	
Для наконечника НТСБФ-300	<b>40 €</b>		Для наконечника НТС-300-05	<b>28 €</b>	

Цены указаны без НДС (VAT)

## Наконечники турбинные (CHIRANA, Slovakia)



<b>TGL 637 A с подсветкой и соединением R 420</b> Кнопочное крепление, тройной спрей, система быстросъемных соединений, частота вращения 30000 об/мин., поверхность из нержавеющей стали, стерилизация до 135° C	520 €	
<b>TG 637 без подсветки с соединением R 420 N</b> Кнопочное крепление, тройной спрей, система быстросъемных соединений, частота вращения 30000 об/мин., поверхность из нержавеющей стали, стерилизация до 135° C	420 €	
<b>TG 546 без подсветки</b> Кнопочное крепление, тройной спрей, поверхность из нержавеющей стали, стерилизация до 135° C.	348 €	
<b>TG 656 без подсветки</b> Кнопочное крепление, боковой спрей, стерилизация до 135 C.	295 €	
<b>TG 655 без подсветки</b> Малая головка, кнопочное крепление, боковой спрей, стерилизация до 135° C.	290 €	

## Микромоторные наконечники

<b>Прямой наконечник 110 D</b> Передаточное отношение 1:1, внутреннее охлаждение, поворотное быстрое крепление, стерилизация до 135° C.	229 €	
<b>Угловой наконечник 120 D (без головки)</b> Передаточное отношение 1:1, без подсветки, двухканальное внутреннее охлаждение, поворотное быстрое крепление, стерилизация до 135° C.	185 €	
<b>Угловой наконечник 120 L с подсветкой (без головки)</b> Передаточное отношение 1:1, с подсветкой, двухканальное внутреннее охлаждение, поворотное быстрое крепление, стерилизация до 135° C.	362 €	
<b>Головка 168 D</b> Передаточное отношение 1:1, крепление посредством рычага, совместимая с наконечником 120 D, стерилизация до 135° C.	105 €	
<b>Головка 168 D/Т</b> Передаточное отношение 1:1, кнопочное крепление, совместимая с наконечниками 120 D, 120 L, стерилизация до 135° C.	150 €	

Цены указаны без НДС (VAT)

## Наконечники для эндодонтии

<b>5057, 5061</b> Передаточное отношение 8:1, передаточное отношение 16:1, головка для файла бора koteliui 9,5 mm, стерилизация до 135° C.	520 €	
<b>2100MBP, 4280MBP</b> Передаточное отношение 8:1, передаточное отношение 16:1, головка для файла бора koteliui 9,5 mm, стерилизация до 135° C.	465 €	

## Наконечники турбинные (TKD, Italia)

<b>THERA L 40SE с подсветкой и соединением Gyrolex LED</b> Световой диод в турбине, кнопочное крепление, внутреннее охлаждение и подача воды – воздуха, частота вращения 34000 об/мин., тройной спрей, поверхность из нержавеющей стали, стерилизация до 135° C.	520 €	
<b>THERA L с подсветкой и соединением Gyrolex L</b> Лампочка в турбине, кнопочное крепление, внутреннее охлаждение и подача воды-воздуха, частота вращения 34000 об/мин., тройной спрей, поверхность из нержавеющей стали, стерилизация до 135° C.	480 €	
<b>THERA R без подсветки с соединением Gyrolex</b> Кнопочное крепление, внутреннее охлаждение и подача воды-воздуха, тройной спрей, частота вращения 34000 об/мин., поверхность из нержавеющей стали, стерилизация до 135° C.	350 €	
<b>MICRA L с подсветкой и соединением Gyrolex L</b> Малая головка, кнопочное крепление, боковой спрей, частота вращения 360000 об/мин., поверхность из нержавеющей стали, стерилизация до 135° C.	450 €	
<b>MICRA R без подсветки с соединением Gyrolex</b> Малая головка, кнопочное крепление, боковой спрей, частота вращения 360000 об/мин., стерилизация до 135° C.	320 €	
Кнопочное крепление, боковой спрей, частота вращения 355000 об/мин., стерилизация до 135° C.	275 €	

Цены указаны без НДС (VAT)

### Автоклав STE-Ten

Класс В, компактный автоклав быстрого действия для стерилизации стоматологических наконечников, приложен мини-принтер, вакуумная сушка, тройной цикл предвакуума. Устанавливается с Bowie&Dick тестом. Объем камеры 1 л. Размер камеры Ø 90x160 mm. Напряжение 220 V/50Hz. Масса 28 кг. Соответствует требованиям нормы EN13060.

1 883 €



### Автоклав STE-23 L

Автоклав класса В, приложен мини-принтер, вакуумная сушка, тройной цикл предвакуума, стерилизует различные упакованные и неупакованные медицинские инструменты, эффективно вытесняет воздух из стоматологических наконечников, обеспечивая проникновение пара в каждый уголок. Устанавливается с Bowie&Dick тестом. Объем камеры 23 л. Размер камеры Ø 247x450 mm. Напряжение 220 V/50Hz. Масса 50 кг. 4 лотка для инструментов. Соответствует требованиям нормы EN13060.

3 620 €



### Автоклав STE-Tin

Автоклав класса В, приложен мини-принтер, вакуумная сушка, тройной цикл предвакуума, стерилизует различные упакованные и неупакованные медицинские инструменты, эффективно вытесняет воздух из стоматологических наконечников, обеспечивая проникновение пара в каждый уголок. Устанавливается с Bowie&Dick тестом. Объем камеры 16 л. Размер камеры Ø 240x360 mm. Напряжение 220 V/50Hz. Масса 52 кг. 4 лотка для инструментов. Соответствует требованиям нормы EN13060.

2 750 €



### Дистилятор

Производительность 4 л./ через 6 часов.

175 €



### NEWseal упаковочная машина

Мощность 750 Вт.  
Ширина выреза 12 mm.  
Мах упаковочная ширина 300 mm.  
Размер 43,5x31x33 cm.  
Масса 8 кг.

432 €



### Ультразвук DG-1

Аппарат для предстерилизационной очистки  
Объем 0,6 л.  
Рабочая частота 43 КГц.  
Размер внутренней емкости 170x90x55 mm.  
Мощность 50 Вт.  
Таймер 5 мин.

180 €



### Ультразвук D 80, D 80-H (с обогревателем)

Аппарат для предстерилизационной очистки  
Объем 2 л.  
Рабочая частота 43 КГц.  
Размер внутренней емкости 150x135x100 mm.  
Мощность 80 Вт.  
Таймер 10 мин./30 мин.

D 80 –  
300 €  
D 80-H –  
330 €





## Средства дезинфекции „METASYS“ Austrija

<b>GREEN &amp; CLEAN M2</b> (предназначены для дезинфекции аспирационных систем и сборников амальгамы)		
GREEN & CLEAN M2 (базовый комплект, в комплект входит: 2 мешочка по 480 мл + дозатор)	103 €	
GREEN & CLEAN M2 (для заправки дозатора 2 мешочка по 480мл. (160 доз))	90 €	
<b>GREEN &amp; CLEAN HD</b> (дезинфекция и гигиенический уход за руками)		
GREEN & CLEAN HD (ёмкость 1000 ml)	9 €	
GREEN & CLEAN HD (ёмкость 500 ml)	6 €	
<b>GREEN &amp; CLEAN HL</b> (лосьон для рук с широким антимикробным эффектом)		
GREEN & CLEAN HL (базовый набор 1x750 ml. + дозатор)	12 €	
GREEN & CLEAN HL (заправка дозатора 1x750 ml)	10 €	
<b>METASYS</b> (настенный дозатор для жидкостей)		
Настенный дозатор ёмкостью 500 ml, для жидкостей GREEN & CLEAN HL и HD предназначенных для ухода за руками	60 €	
<b>GREEN &amp; CLEAN HC</b> (крем для рук)		
GREEN & CLEAN HC (крем для рук с витамином Е и В, и добавлением миндального масла – предназначен для ухода за руками с чувствительной кожей)	5 €	
<b>GREEN &amp; CLEAN WD</b> (салфетки импрегнированные алкоголем предназначены для чистки и дезинфекции поверхностей медицинских устройств)		
GREEN & CLEAN WD (дезинфицирующие салфетки импрегнированные алкоголем. Стандартный набор 150 салфеток в специальной таре)	10 €	
GREEN & CLEAN WD (120 шт. для наполнения тары)	6 €	

Цены указаны без НДС (VAT)


**GREEN & CLEAN MK** (салфетки большого размера, предназначенные для дезинфекции покрытий медицинских устройств незащищённых от воздействия жидкостей в состав которых входит алкоголь)

GREEN & CLEAN MK (70 салфеток в специальной таре)	11 €	
GREEN & CLEAN MK (70 шт. для наполнения тары)	8 €	
<b>GREEN &amp; CLEAN SK</b> (пенообразующая жидкость предназначенная для дезинфекции поверхностей медицинских устройств)		
GREEN & CLEAN SK (в стандартный набор входит: 1 ёмкость 750мл. + пенообразующий наконечник)	7 €	
GREEN & CLEAN SK (1x750 ml для наполнения)	5 €	


**GREEN & CLEAN ID N** (концентрат повышенного воздействия,  
предназначенный для дезинфекции медицинских инструментов и устройств)

GREEN & CLEAN ID N (1x500 ml + 100 ml ёмкость для дозирования)	13 €	
GREEN & CLEAN ID N (100 ml ёмкость для дозирования)	4 €	

**GREEN & CLEAN IK** (распылитель для дезинфекции систем воды  
и воздуха микромоторных и турбинных наконечников,  
подходит для всех основных производителей турбинных наконечников)

GREEN & CLEAN IK (1x200 ml, с универсальным снимаемым адаптером.)	23 €	
----------------------------------------------------------------------	------	---------------------------------------------------------------------------------------

**METASYS** (ванночка для дезинфекции инструментов)

Ёмкость 4 l, с крышкой и входной сеткой	49 €	
Ванночка для дезинфекции боров, ёмкость 200 ml с крышкой и входной сеткой	8 €	

Цены указаны без НДС (VAT)

## Стол для зуботехнических кабинетов

Предприятие „Medica“ производит столы для зуботехнических кабинетов, лабораторий. При производстве продукции используются такие материалы, как ламинированная ДСП, ламинированная ДВП.

### Стол зуботехнический MD-E31 (одно рабочее место)

1. Светильник.
  2. Полка 70x1800 мм.
  3. 4 розетки.
  4. Финагель и вакуумная помпа-вытяжка с регулируемой мощностью.
  5. 12 выдвижных ящиков.
  6. 2 подлокотника.
- Размеры 1650x1800x600 мм.

1772 € (цвет RAL 9003 – белый стандартный)  
1896 € (с изменением цвета и панелей)



### Стол зуботехнический MD-E21 (одно рабочее место)

1. Светильник.
  2. Полка.
  3. 4 розетки.
  4. Финагель и вакуумная помпа-вытяжка с регулируемой мощностью.
  5. 7 выдвижных ящиков.
  6. 2 подлокотника.
- Размеры 1650x1300x600 мм.

1360 € (цвет RAL 9003 – белый стандартный)  
1443 € (с изменением цвета и панелей)



### Стол для учебных центров MD-E95 (одно рабочее место)

1. Полка.
  2. 2 розетки.
  3. выдвижной ящик.
- Размеры 1050x1000x600 мм.

Без стоимости манекена, инструмента и т. д.  
812 € (цвет RAL 9003 – белый стандартный)  
825 € (с изменением цвета панели)



Цены указаны без НДС (VAT)

## Дополнительные аксессуары для зуботехнических столов

### MD-E21-1

Защитное стекло на финагель	38 €
-----------------------------	------



### MD-E21-2

Нержавеющая сталь покрытие на столешницу рабочей зоны	45 €
-------------------------------------------------------	------




### MD-E21-3

Пневмосистема: редуктор, манометр, продувочный пистолет	106 €
---------------------------------------------------------	-------



## Оригинальные идеи – практичные решения



Цены указаны без НДС (VAT)



*E. Navicko enterprise "Medica"*  
*Architektu str. 1, LT-78366 Šiauliai, Lithuania*  
*Tel.: +370 41 514162, +370 41 514164*  
*Fax +370 41 514162*  
*Mob. +370 676 41208*  
*E-mail: info@medica.lt www.medica.lt*