



K5/2011

# Odontologinės įrangos

## Kainoraštis



- Įvairių gamintojų odontologijos įrangos ir jų komplektuojamų dalių remontas



- Aprūpinimas atsarginėmis dalimis



- Kvalifikuotų specialistų konsultacijos odontologinių kabinetų įrengimo klausimais



- Sudaromos sutartys techninei priežiūrai



## Odontologinis įrenginys ABC 04-012 (I modifikacija), tvirtinamas prie kėdės



|  |                  |
|--|------------------|
| Odontologinis įrenginys ABC 04-012 (I modif.), tvirtinamas prie kėdės (instrumentai „iš apačios“, su komunikacijų pajungimu, įrankių staliu ant pantografinės alkūnės, montuojamu prie monobloko (5 instrumentams), halogeniniu šviestuvu dviejų šviesos srautų intensyvumui ant pantografinės alkūnės, seilių atsiurbikliu, valdymo pedalu, spjaudykle, lentynėle įrankiams, paciento kėdė su kairiuoju plastikiniu porankiu) | <b>15 040 Lt</b> |
| Odontologinis įrenginys ABC 04-012 (I modif.), tvirtinamas prie kėdės (instrumentai „iš viršaus“)  | <b>15 880 Lt</b> |
| Autonominis variantas (be kanalizacijos)   | <b>485 Lt</b>    |
| <b>Instrumentų staliuko komplektas</b>   |                  |
| Turbininė jungtis  | <b>460 Lt</b>    |
| Turbininė jungtis su šviesa  | <b>650 Lt</b>    |
| Mikrovariklis MV2.20 su jungtimi   | <b>540 Lt</b>    |
| Orinis mikrovariklis VORTICE su turbinine jungtimi   | <b>1 030 Lt</b>  |
| Mikrovariklis (be šepetėlių, be šviesos) su jungtimi DEFINITIVE SET  | <b>1 200 Lt</b>  |
| Mikrovariklis (be šepetėlių) su šviesa ir jungtimi DEFINITIVE LED SET  | <b>1 500 Lt</b>  |
| Techninis mikrovariklis 102 L su antgaliu ir jungtimi  | <b>920 Lt</b>    |
| Techninis mikrovariklis 108 E su jungtimi  | <b>780 Lt</b>    |
| 3 funkcijų pūtiklis: vanduo / oras, oro ir vandens mišinys   | <b>240 Lt</b>    |
| Tiesus / kampinis 3 funkcijų pūtiklis: vanduo / oras, oro ir vandens mišinys   | <b>395 Lt</b>    |
| Tiesus / kampinis 6 funkcijų pūtiklis su pašildymu   | <b>762 Lt</b>    |
| Ultragarsinis skaleris   | <b>1 750 Lt</b>  |
| Polimerizavimo lempa   | <b>1 650 Lt</b>  |
| Smėliasrovė „Easyjet Pro“ (be turbininės jungties)   | <b>1 575 Lt</b>  |
| Negatoskopas   | <b>450 Lt</b>    |
| <b>Dulkių atsiurbimo sistema su asistento staliuku</b>   |                  |
| Inžektorinis-orinis dulkių atsiurbiklis  | <b>935 Lt</b>    |
| Vakuuminio dulkių atsiurbiklio sistema su amalgamos surinkėju METASYS (be vakuuminio siurblio)   | <b>1 400 Lt</b>  |
| <b>Papildomas įrangos komplektas</b>   |                  |
| Intraoralinė kamera su monitoriumi ir laikikliu  | <b>4 245 Lt</b>  |
| Lentynėlė prietaisams  | <b>150 Lt</b>    |
| 2 nuleidžiami paciento kėdės porankiai (metaliniai)  | <b>640 Lt</b>    |

Kainoraštyje kainos pateiktos be PVM

## Odontologinis įrenginys ABC 04-012 (II modifikacija)



|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Odontologinis įrenginys ABC 04-012 (II modif.)</b><br>(instrumentai „iš apačios“, su komunikacijų pajungimu, įrankių staliu ant pantografinės alkūnės, montuojamu prie monobloko (5 instrumentams), halogeniniu šviestuvu dviejų šviesos srautų intensyvumui ant pantografinės alkūnės, seilių atsiurbikliu, valdymo pedalu, spjaudykle, lentynėle įrankiams) | <b>7 195 Lt</b> |
| <b>Odontologinis įrenginys ABC 04-012 (II modif.)</b><br>(instrumentai „iš viršaus“)   | <b>8 035 Lt</b> |
| Autonominis variantas (be kanalizacijos)   | <b>485 Lt</b>   |
| <b>Instrumentų staliuko komplektas</b>   |                 |
| Turbininė jungtis  | <b>460 Lt</b>   |
| Turbininė jungtis su šviesa  | <b>650 Lt</b>   |
| Mikrovariklis MV2.20 su jungtimi   | <b>540 Lt</b>   |
| Orinis mikrovariklis VORTICE su turbinine jungtimi   | <b>1 030 Lt</b> |
| Mikrovariklis (be šepetėlių, be šviesos) su jungtimi DEFINITIVE SET  | <b>1 200 Lt</b> |
| Mikrovariklis (be šepetėlių) su šviesa ir jungtimi DEFINITIVE LED SET  | <b>1 500 Lt</b> |
| Techninis mikrovariklis 102 L su antgaliu ir jungtimi  | <b>920 Lt</b>   |
| Techninis mikrovariklis 108 E su jungtimi  | <b>780 Lt</b>   |
| 3 funkcijų pūtiklis: vanduo / oras, oro ir vandens mišinys   | <b>240 Lt</b>   |
| Tiesus / kampinis 3 funkcijų pūtiklis: vanduo / oras, oro ir vandens mišinys   | <b>395 Lt</b>   |
| Tiesus / kampinis 6 funkcijų pūtiklis su pašildymu   | <b>762 Lt</b>   |
| Ultragarsinis skaleris   | <b>1 750 Lt</b> |
| Polimerizavimo lempa   | <b>1 650 Lt</b> |
| Smėliasrovė „Easyjet Pro“ (be turbininės jungties)   | <b>1 575 Lt</b> |
| Negatoskopas   | <b>450 Lt</b>   |
| <b>Dulkių atsiurbimo sistema su asistento staliu</b>   |                 |
| Inžektorinis-orinis dulkių atsiurbiklis  | <b>935 Lt</b>   |
| Vakuuminio dulkių atsiurbiklio sistema su amalgamos surinkėju METASYS (be vakuuminio siurblio)   | <b>1 400 Lt</b> |
| <b>Papildomas įrangos komplektas</b>   |                 |
| Intraoralinė kamera su monitoriumi ir laikikliu  | <b>4 245 Lt</b> |
| Lentynėlė prietaisams  | <b>150 Lt</b>   |
| <b>Odontologinė kėdė pacientui ABC 04</b>  |                 |
| Su kairiuoju plastikiniu porankiu  | <b>6 200 Lt</b> |
| 2 nuleidžiami paciento kėdės porankiai (metaliniai)  | <b>640 Lt</b>   |

## Odontologinis įrenginys „Qvetin K2 One“ (Prancūzija)



|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Odontologinis įrenginys „Qvetin K2 One“</b><br>(instrumentai „iš viršaus“, su įrankių staliu ant pantografinės alkūnės, montuojamu prie monobloko (5 instrumentams), halogeniniu šviestuvu ant pantografinės alkūnės dviejų šviesos srautų intensyvumui, inžektoriniu seilių atsiurbikliu, valdymo pedalu, keramine spjaudykle, paciento kėdė montuojama prie monobloko, programuojama 5 programomis) | <b>27 277 Lt</b> |
| <b>Instrumentų staliuko komplektas</b>   |                  |
| Turbininė jungtis  | <b>460 Lt</b>    |
| Turbininė jungtis su šviesa  | <b>650 Lt</b>    |
| Mikroprocesorinis greičio reguliatorius mikrovarikliams „Bien Air“ ir NSK  | <b>1 795 Lt</b>  |
| Mikrovariklis NSK su šviesa  | <b>1 865 Lt</b>  |
| Orinis mikrovariklis VORTICE su turbinine jungtimi   | <b>1 600 Lt</b>  |
| Mikrovariklis (be šepetėlių, be šviesos) su jungtimi DEFINITIVE SET  | <b>1 950 Lt</b>  |
| Mikrovariklis (be šepetėlių) su šviesa ir jungtimi DEFINITIVE LED SET  | <b>2 160 Lt</b>  |
| Techninis mikrovariklis 102 L su antgaliu ir jungtimi  | <b>920 Lt</b>    |
| Techninis mikrovariklis 108 E su jungtimi  | <b>780 Lt</b>    |
| 3 funkcijų pūtiklis: vanduo / oras, oro ir vandens mišinys   | <b>240 Lt</b>    |
| Tiesus / kampinis 3 funkcijų pūtiklis: vanduo / oras, oro ir vandens mišinys   | <b>395 Lt</b>    |
| Tiesus / kampinis 6 funkcijų pūtiklis su pašildymu   | <b>762 Lt</b>    |
| Pjezoelektrinis skaleris SATELEC   | <b>2 037 Lt</b>  |
| Polimerizavimo lempa   | <b>1 650 Lt</b>  |
| Smėliasrovė „Easyjet Pro“ (be turbininės jungties)   | <b>1 575 Lt</b>  |
| <b>Dulkių atsiurbimo sistema su asistento staliu</b>   |                  |
| Vakuuminio dulkių atsiurbiklio sistema su amalgamos surinkėju METASYS (be vakuuminio siurblio)   | <b>1 400 Lt</b>  |
| <b>Papildomas įrangos komplektas</b>   |                  |
| Daugiafunkcinis valdymo pedalas  | <b>1 433 Lt</b>  |
| Intraoralinė kamera su monitoriumi ir laikikliu  | <b>4 245 Lt</b>  |
| Lentynėlė prietaisams  | <b>150 Lt</b>    |
| 2 nuleidžiami paciento kėdės porankiai (metaliniai)  | <b>640 Lt</b>    |

## Odontologinis įrenginys CHIROMEGA 654 DUET tvirtinamas prie kėdės (Slovakija)



|   |                  |
|---|------------------|
| Odontologinis įrenginys CHIROMEGA 654 DUET, tvirtinamas prie kėdės 652 ZOK 07 (instrumentai „iš apačios“, su komunikacijų pajungimu, įrankių staliu (3 instrumentams) (turbininė jungtis, pūtiklis, mikrovariklio jungtis) ant pantografinės alkūnės, montuojamu prie monobloko, halogeniniu dviejų šviesos srautų intensyvumui, šviestuvu ant pantografinės alkūnės, seilių atsiurbikliu, valdymo pedalu, pasukama spjaudykle) | <b>18 600 Lt</b> |
| <b>Instrumentų staliuko komplektas</b>  |                  |
| Įrankių staliukas su instrumentais „iš viršaus“ (sensorinis valdymas)   | <b>1 450 Lt</b>  |
| Papildoma jungtis turbinaai arba mikrovarikliui   | <b>570 Lt</b>    |
| 2 papildomos jungtys turbinioms arba mikrovarikliams  | <b>1 100 Lt</b>  |
| Jungtis mikrovarikliui „Bien Air“   | <b>510 Lt</b>    |
| Orinis mikrovariklis VORTICE su turbinine jungtimi  | <b>1 600 Lt</b>  |
| Mikrovariklis (be šepetėlių, be šviesos) su jungtimi DEFINITIVE SET   | <b>1 950 Lt</b>  |
| Mikrovariklis (be šepetėlių) su šviesa ir jungtimi DEFINITIVE LED SET   | <b>2 160 Lt</b>  |
| Techninis mikrovariklis 102 L su antgaliu ir jungtimi   | <b>940 Lt</b>    |
| Techninis mikrovariklis 108 E su jungtimi   | <b>780 Lt</b>    |
| Ultragarsinis skaleris „Amdent“   | <b>1 900 Lt</b>  |
| Ultragarsinis skaleris „Compact pieno“ („Mectron“, Italija)   | <b>1 750 Lt</b>  |
| Polimerizavimo lempa „Starlight S“ („Mectron“, Italija)   | <b>1 650 Lt</b>  |
| Papildoma lentynėlė polimerizavimo lempai   | <b>170 Lt</b>    |
| Jungtis įmontuojamam skaleriui  | <b>300 Lt</b>    |
| Papildoma lentynėlė instrumentams   | <b>250 Lt</b>    |
| Chirurginis atsiurbiklis su laikikliu   | <b>540 Lt</b>    |
| Pūtiklis su laikikliu asistentui  | <b>300 Lt</b>    |
| Vandens pašildymo įrenginys (boileris)  | <b>300 Lt</b>    |
| Asistento staliukas su inžektoriniu atsiurbikliu  | <b>1 030 Lt</b>  |
| Elektrokauteris   | <b>590 Lt</b>    |
| Inžektorinis siurblys   | <b>650 Lt</b>    |
| Vakuuminis siurblys su separatoriumi ir amalgamos surinkėju METASYS (be vakuumo pompos)   | <b>1 720 Lt</b>  |
| Kėdės programavimo modulis (4 pozicijos)  | <b>500 Lt</b>    |
| Dešinysis porankis  | <b>350 Lt</b>    |
| Daugiafunkcinis valdymo pedalas (oro / vandens, kėdės valdymas)   | <b>600 Lt</b>    |
| Daugiafunkcinis valdymo pedalas (oro / vandens, kėdės, variklio apskukų valdymas)   | <b>760 Lt</b>    |
| Intraoralinė kamera, USB / vaizdo išėjimas (atmintis – 24 nuotraukos), monitorius, laikiklis  | <b>3 800 Lt</b>  |
| Intraoralinė kamera, USB / vaizdo išėjimas (atmintis – 112 nuotraukų), monitorius, laikiklis  | <b>4 380 Lt</b>  |

## Odontologinis įrenginys ABC 04



|  |                 |
|--|-----------------|
| Mobilus odontologinis įrenginys ABC 04 su įrankių staliu 4 instrumentams     | <b>1 345 Lt</b> |
| <b>Instrumentų staliuko komplektas</b>                                       |                 |
| Turbininė jungtis  | <b>460 Lt</b>   |
| Turbininė jungtis su šviesa  | <b>650 Lt</b>   |
| Mikrovariklis MV2.20 su jungtimi   | <b>540 Lt</b>   |
| Orinis mikrovariklis VORTICE su turbinine jungtimi                           | <b>1 600 Lt</b> |
| Mikrovariklis (be šepetėlių, be šviesos) su jungtimi DEFINITIVE SET          | <b>1 950 Lt</b> |
| Mikrovariklis (be šepetėlių) su šviesa ir jungtimi DEFINITIVE LED SET        | <b>2 160 Lt</b> |
| Techninis mikrovariklis 102 L su antgaliu ir jungtimi                        | <b>920 Lt</b>   |
| Techninis mikrovariklis 108 E su jungtimi                                    | <b>780 Lt</b>   |
| 3 funkcijų pūtiklis: vanduo / oras, oro ir vandens mišinys                   | <b>240 Lt</b>   |
| Tiesus / kampinis 3 funkcijų pūtiklis: vanduo / oras, oro ir vandens mišinys | <b>395 Lt</b>   |
| Tiesus / kampinis 6 funkcijų pūtiklis su pašildymu                           | <b>762 Lt</b>   |
| Ultragarsinis skaleris   | <b>1 750 Lt</b> |
| Polimerizavimo lempa   | <b>1 650 Lt</b> |
| Smėliarovė „Easyjet Pro“ (be turbininės jungties)                            | <b>1 575 Lt</b> |
| Šviestuvas, tvirtinamas prie sienos arba kėdės                               | <b>1 200 Lt</b> |

## Odontologinis įrenginys ABC 04-06



**Odontologinis įrenginys ABC 04-06, tvirtinamas ant darbinio paviršiaus (stalo, spintelės ir kt.)**  
(Skirtas techniniams darbams, kurie nereikalauja aušinimo vandeniu. Įrenginio bazę sudaro valdymo blokas, tvirtinimo kojėlė ir valdymo pedalas. Galimybė komplektuoti iki 3 instrumentų.)

**455 Lt**

### Instrumentų staliuko komplektas

|   |                 |
|---|-----------------|
| Turbininė jungtis                                     | <b>460 Lt</b>   |
| Mikrovariklis MV2.20 su jungtimi                      | <b>540 Lt</b>   |
| Techninis mikrovariklis 102 L su antgaliu ir jungtimi | <b>920 Lt</b>   |
| Techninis mikrovariklis 108 E su jungtimi             | <b>780 Lt</b>   |
| Pūtiklis  | <b>240 Lt</b>   |
| Polimerizavimo lempa                                  | <b>1 650 Lt</b> |
| Reduktorius   | <b>100 Lt</b>   |

Kainoraštyje kainos pateiktos be PVM

## Mikrovariklis ABC 04-05 K

Nešiojamas odontologinis mikrovariklis ABC 04-05 K su valdymo pedalu įvairių tipų mikrovarikliniams antgaliams

1 480 Lt



(kojinis greičio reguliatorius)



## Odontologinis įrenginys ABC 04-SA

Mobilus odontologinis seilių atsiurbiklis ABC 04-SA su atsiurbimo pompa, spjaudykle ir autonomine seilių surinkimo sistema

1 005 Lt



## Odontologinis įrenginys ABC 04-AS

Mobilus odontologinis įrenginys ABC 04-AS su vakuumine aspiracine sistema seilių ir dulkių atsiurbimui

3 100 Lt

## Odontologinė vakuomo stotelė ABC 04-VS

Vakuuminis siurblys spintelėje, su valdymu

2 400 Lt



## Odontologinė paciento kėdė ABC 04-KP

|   |                 |
|---|-----------------|
| Su kairiuoju plastikiniu porankiu                   | <b>6 200 Lt</b> |
| 2 nuleidžiami paciento kėdės porankiai (metaliniai) | <b>640 Lt</b>   |



## Odontologinės kėdutės



OK-1



OK-2



OKR-2



OKR (balninė)



OKR, OK (be atlošo)

|  |               |
|--|---------------|
| OK-1, OK-2 – odontologinės kėdutės kojiniu valdymu     | <b>840 Lt</b> |
| OKR-1, OKR-2 – odontologinės kėdutės rankiniu valdymu  | <b>650 Lt</b> |
| OKR (balninė) – odontologinė kėdutė rankiniu valdymu   | <b>860 Lt</b> |
| OK (be atlošo) – odontologinė kėdutė kojiniu valdymu   | <b>690 Lt</b> |
| OKR (be atlošo) – odontologinė kėdutė rankiniu valdymu | <b>500 Lt</b> |

## Odontologinė spintelė

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Su ištraukiamu staliu ant ratukų | <b>830 Lt</b> |
|----------------------------------|---------------|



## Dentalinis rentgenas ERGON-X („ViVi s.r.l.“, Italija)

|   |                  |
|---|------------------|
| ERGON-X 70 AC – kintamos įtampos dentalinis rentgenas               | <b>7 960 Lt</b>  |
| ERGON-X 70 AC (mobilus)   | <b>8 560 Lt</b>  |
| ERGON-X HF – aukšto dažnumo, pastovios įtampos dentalinis rentgenas | <b>9 400 Lt</b>  |
| ERGON-X HF (mobilus)  | <b>10 000 Lt</b> |



## Viziografas TRED („ViVi s.r.l.“, Italija)

|  |                  |
|--|------------------|
| Su davikliu ir nuotraukų peržiūrėjimo įranga | <b>15 700 Lt</b> |
|--|------------------|



## Viziografas EVA



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Su davikliu (JAV) | <b>13 915 Lt</b> |
|-------------------|------------------|

## Intraoralinė kamera

|   |                 |
|---|-----------------|
| Intraoralinė kamera su monitoriumi ir laikikliu | <b>4 245 Lt</b> |
| Intraoralinė kamera                             | <b>2 325 Lt</b> |
| Monitorius intraoralinei kamerai                | <b>1 300 Lt</b> |
| Monitoriaus laikiklis                           | <b>620 Lt</b>   |



## Pūtiklis, įmontuojamas į odontologinį įrenginį („Luzzani“, Italija)

|   |        |
|---|--------|
| „Minilight“ (tiesus / kampinis, 6 funkcijų, su pašildymu)             | 650 Lt |
| „Minilight“ (tiesus / kampinis (plieninis / plastikinis), 3 funkcijų) | 520 Lt |
| „Minimate“ (tiesus / kampinis (plieninis), 3 funkcijų)                | 450 Lt |



## Polimerizavimo lempos („Mectron“, Italija)



STARLIGHT PRO



STARLIGHT SLER



STARLIGHT S



STARLIGHT S SLER

|   |          |
|---|----------|
| STARLIGHT PRO – belaidė diodinė polimerizavimo lempa (2 režimų, šviesos intensyvumas – 1 350 mW/cm <sup>2</sup> )                         | 1 300 Lt |
| STARLIGHT SLER – belaidė diodinė polimerizavimo lempa (6 režimų, šviesos intensyvumas – 1 400 mW/cm <sup>2</sup> )                        | 1 650 Lt |
| STARLIGHT S – polimerizavimo lempa, įmontuojama į odontologinį įrenginį (2 režimų, šviesos intensyvumas – 1 350 mW/cm <sup>2</sup> )      | 1 250 Lt |
| STARLIGHT S SLER – polimerizavimo lempa, įmontuojama į odontologinį įrenginį (6 režimų, šviesos intensyvumas – 1 400 mW/cm <sup>2</sup> ) | 1 450 Lt |

## Polimerizavimo lempos („Carlo de Giorgi s.r.l.“, Italija)



|   |          |
|---|----------|
| „Curing light-LED.G“ – polimerizavimo lempa, įmontuojama į odontologinį įrenginį (su apsauginiu stiklu, 3 režimų, šviesos intensyvumas – 850–1 000 mW/cm <sup>2</sup> ) | 1 250 Lt |
| „Curing light-LED.B“ – belaidė diodinė polimerizavimo lempa (su apsauginiu stiklu, 4 režimų, šviesos intensyvumas – 850–1 000 mW/cm <sup>2</sup> )                      | 1 450 Lt |

## Polimerizavimo lempa („TeKne Dental“, Italija)



MOON SET – polimerizavimo lempa, įmontuojama į odontologinį įrenginį (su apsauginiu stiklu, pasukamoju judesiu, 4 režimų, šviesos intensyvumas – 1 380 mW/cm<sup>2</sup>, keičiama šviesolaidžio padėtis)

1 500 Lt

## Smėliasrovė EASYJET PRO („Mectron“, Italija)



Apašų šalinimui; įmontuojama į odontologinį įrenginį; komplekte – profilaktiniai milteliai (250 g); jungtys: „Bien Air“, „Kavo“, „Sirona“, „W&H“, „Midwest“, „Borden“.

1 575 Lt

Profilaktiniai milteliai EASYJET PRO smėliasrovei (pakuotėje – 2 buteliukai po 250 g)

97 Lt

## Pjezoskaleriai („Mectron“, Italija)



MICROPIEZO S



PIEZO SMART

MIKROPIEZO S (komplekte – 2 instrumentai: S1, S6)

1 571 Lt

MIKROPIEZO S4 (komplekte – 4 instrumentai: S1, S2, S3, S6)

1 778 Lt

PIEZO SMART (komplekte – 4 instrumentai: S6, P10, P11, P12)

3 800 Lt

**Pjezoskaleris  
COMPACT PIEZO  
(„Mectron“, Italija)**



Ultragarsinis pjezoskaleris, įmontuojamas į odontologinį įrenginį  
(komplekte: 4 instrumentai (S1, S2, S3, S6), sterilizavimo dėžutė, dinamometrinis raktas K3)

**1 450 Lt**

**Pjezoskaleris  
TITANUS E  
(„TeKne Dental“, Italija)**



Ultragarsinis pjezoskaleris TITANUS E, įmontuojamas į odontologinį įrenginį  
(komplekte – 3 instrumentai: EMS arba „Satelec“, dinamometrinis raktas)

**1 450 Lt**



*scaling*

*perio*

*endo*

*cavity*

Instrumentai „Mectron“, „Satelec“, NSK, EMS skaleriams

**Nuo 130 Lt**

## Mikrovarikliai (be šepetėlių) DEFINITIVE (TKD, Italija)



|  |          |
|--|----------|
| DEFINITIVE SET – elektrinis mikrovariklis (be šepetėlių) su jungtimi ir valdymo plokšte, be pašvietimo funkcijos, vidinis aušinimas vandeniu, 2 000 ÷ 40 000 aps./min. | 1 950 Lt |
| DEFINITIVE LED SET – elektrinis mikrovariklis (be šepetėlių) su jungtimi ir valdymo plokšte, pašvietimo funkcija, vidinis aušinimas vandeniu, 2 000 ÷ 40 000 aps./min. | 2 160 Lt |

## Orinis mikrovariklis VORTICE (TKD, Italija)



|  |          |
|--|----------|
| Orinis mikrovariklis VORTICE su turbinine jungtimi (vidinis aušinimas vandeniu, nuo 5 000 ÷ 20 000 aps./min., sukimosi kryptis į priekį ir atgal, be pašvietimo funkcijos, sterilizuojamas 135 °C) | 1 600 Lt |
|--|----------|

## Techniniai mikrovarikliai („Saechin“, Korėja)



102 L



108 E

|   |        |
|---|--------|
| Techninis mikrovariklis 102 L su antgaliu ir jungtimi, 35 000 aps./min. | 615 Lt |
| Techninis mikrovariklis 108 E su jungtimi, 35 000 aps./min.             | 525 Lt |

## Elektrokauteris ir elektrochirurginis peilis („Carlo de Giorgi s.r.l.“, Italija)



|   |          |
|---|----------|
| Elektrochirurginis peilis – tai diaterminis koagulatorius, aukšto dažnio srovės generatorius, kuris įvairiais elektrodais atlieka minkštųjų audinių pjūvius ir koaguliaciją. Atlieka 3 funkcijas: aukšto dažnio minkštųjų audinių pjūvius; koaguliavimą; mišrią. Įrenginys komplektuojamas su 8 aktyviais elektrodais: adatinio tipo (pjovimui); peiliuko tipo (pjovimui ir koaguliavimui vienu metu); kilpinio tipo (lyginimui ir plastinei chirurgijai); rutuliniais ir kūginio tipo (koaguliavimui). | 2 420 Lt |
|---|----------|

## Kompresorius (EKOM, Slovakija)



DK 50 10 Z (75 l/min. esant 5 bar atmosferos slėgiui, talpa – 10 l, variklio galia – 0,55 kW, dažnis – 50 / 60 Hz, slėgis – 4,5–6 bar, įtampa – 230 V, garso lygis – 65 dB, svoris – 36 kg, matmenys – 420 x 525 x 620 mm)

**3 500 Lt**

Kompresoriaus spintelė

**590 Lt**

## Kompresoriai („Metasys“, Austrija)

### „BORA New Light“ (1 darbo vietai)

### „SCIROCCO New Light“ (2–3 darbo vietoms)

„SCIROCCO New Light“ (2–3 darbo vietoms) (66 l/min., talpa – 30 l, variklio galia – 1,1 kW, dažnis – 50 Hz, slėgis – 6–8 bar, įtampa – 230 V, garso lygis – 63 dB, matmenys – 680 x 450 x 650 mm)

**2 900 Lt**

„SCIROCCO New Light“ (130 l/min., talpa – 30 l, variklio galia – 1,5 kW, dažnis – 50 Hz, slėgis – 6–8 bar, įtampa – 230 V, garso lygis – 63 dB, matmenys – 680 x 450 x 660 mm)

**3 350 Lt**

Kompresoriaus spintelė

**590 Lt**



### „BORA New“ (1 darbo vietai) ir „SCIROCCO New“ (2–3 darbo vietoms) su džiovavimo funkcija

„BORA New“ (66 l/min., talpa – 30 l, variklio galia – 1,1 kW, dažnis – 50 Hz, slėgis – 6–8 bar, įtampa – 230 V, garso lygis – 63 dB, matmenys – 680 x 450 x 650 mm)

**4 500 Lt**

„SCIROCCO New“ (130 l/min., talpa – 30 l, variklio galia – 1,5 kW, dažnis – 50 Hz, slėgis – 6–8 bar, įtampa – 230 V, garso lygis – 63 dB, matmenys – 680 x 450 x 660 mm)

**6 200 Lt**

Kompresoriaus spintelė

**590 Lt**










## Kompresorius LUNA (Švedija)

Transportuojamas, tylus, skirtas 2–3 darbo vietoms, spintelėje, 210 l/min., garso lygis – 60 dB, du 15 l talpos bakai





**4 295 Lt**








## Turbininiai antgaliai (MICRON, Rusija)

|  |               |   |
|--|---------------|---|
| <p><b>„Жемчуг-2“ (su šviesa)</b><br/>Lemputė turbinoje, mygtukinis grąžto tvirtinimas,<br/>1 išpurškimo taškas,<br/>vidinis aušinimas ir vandens oro mišinio padavimas,<br/>300 000 aps./min., vidutinė galvutė,<br/>naudojamas terapiniams ir ortopediniams darbams,<br/>keičiama rotorinė grupė,<br/>sterilizuojamas iki 134 °C.</p> | <b>620 Lt</b> |    |
| <p><b>HTСБФ-300</b><br/>Mygtukinis grąžto tvirtinimas,<br/>300 000 aps./min., didelė galvutė,<br/>naudojama daug energijos reikalaujantiems darbams<br/>su metalu ir keramika,<br/>sterilizuojamas iki 134 °C.</p>   | <b>264 Lt</b> |    |
| <p><b>HTКC-300-01</b><br/>Mygtukinis grąžto tvirtinimas,<br/>1 išpurškimo taškas, 300 000 aps./min.,<br/>vidinis aušinimas ir vandens oro mišinio padavimas, standartinė galvutė,<br/>naudojamas terapiniams darbams, keičiama rotorinė grupė,<br/>sterilizuojamas iki 134 °C.</p>   | <b>230 Lt</b> |    |
| <p><b>HTC-300-05</b><br/>Raktinis grąžto tvirtinimas,<br/>1 išpurškimo taškas, 300 000 aps./min.,<br/>vidinis aušinimas ir vandens oro mišinio padavimas,<br/>standartinė galvutė, naudojamas terapiniams darbams,<br/>keičiama rotorinė grupė,<br/>sterilizuojamas iki 134 °C.</p>  | <b>198 Lt</b> |  |
| <p><b>МП-40C</b><br/>Pneumatinis mikrovariklis su vidiniu vandens ir oro padavimu,<br/>5 000–40 000 aps./min.</p>  | <b>330 Lt</b> |  |
| <p><b>НУ-40М (mikrovariklinis antgalis kampinis)</b><br/>Vidinis aušinimas, 40 000 aps./min.,<br/>naudojamas terapiniams ir ortopediniams darbams.</p>   | <b>256 Lt</b> |  |
| <p><b>НП-40М (mikrovariklinis antgalis tiesus)</b><br/>Vidinis aušinimas, 40 000 aps./min.,<br/>naudojamas terapiniams ir ortopediniams darbams.</p>   | <b>236 Lt</b> |  |






## Rotoriai turbininiams antgaliams




|  |               |   |                       |               |   |
|--|---------------|---|-----------------------|---------------|---|
| <p>„Black Pearl“ antgaliams<br/>„Жемчуг-1“ ir „Жемчуг-2“</p> | <b>310 Lt</b> |  | Antgaliui HTКC-300-01 | <b>130 Lt</b> |  |
| Antgaliui HTСБФ-300  | <b>140 Lt</b> |  | Antgaliui HTC-300-05  | <b>98 Lt</b>  |  |

## Turbininiai antgaliai (CHIRANA, Slovakija)

|  |                        |   |
|--|------------------------|---|
| <p><b>TGL 637 A (su šviesa ir greitąja jungtimi R 420)</b><br/>Lemputė turbinoje, mygtukinis grąžto tvirtinimas, vidinis aušinimas, vandens ir oro mišinio padavimas, 300 000 aps./min., purškimas iš 3 taškų, paviršius iš nerūdijančio plieno, keraminiai guoliai, sterilizuojamas iki 135 °C.</p> | <p><b>1 800 Lt</b></p> |   |
| <p><b>TG 637 (be šviesos, su greitąja jungtimi R 420 N)</b><br/>Mygtukinis grąžto tvirtinimas, vidinis aušinimas, vandens ir oro mišinio padavimas, purškimas iš 3 taškų, 300 000 aps./min., paviršius iš nerūdijančio plieno, keraminiai guoliai, sterilizuojamas iki 135 °C.</p>                   | <p><b>1 440 Lt</b></p> |   |
| <p><b>TG 546 (be šviesos)</b><br/>Mygtukinis grąžto tvirtinimas, purškimas iš 3 taškų, paviršius iš nerūdijančio plieno, keraminiai guoliai, sterilizuojamas iki 135 °C.</p>   | <p><b>1 200 Lt</b></p> |   |
| <p><b>TG 656 (be šviesos)</b><br/>Mygtukinis grąžto tvirtinimas, 1 išpurškimo taškas, keraminiai guoliai, sterilizuojamas iki 135 °C.</p>  | <p><b>1 020 Lt</b></p> |   |
| <p><b>TG 655 (be šviesos)</b><br/>Maža galvutė, mygtukinis grąžto tvirtinimas, keraminiai guoliai, 1 išpurškimo taškas, sterilizuojamas iki 135 °C.</p>  | <p><b>1 000 Lt</b></p> |  |

## Mikrovarikliniai antgaliai

|   |                        |  |
|---|------------------------|--|
| <p><b>Tiesus antgalis 110 D</b><br/>Perdavimo santykis 1:1, dvikanalis vidinis aušinimas, sterilizuojamas iki 135 °C.</p>                               | <p><b>790 Lt</b></p>   |  |
| <p><b>Kampinis antgalis 120 D (be galvutės)</b><br/>Perdavimo santykis 1:1, be šviesos, dvikanalis vidinis aušinimas, sterilizuojamas iki 135 °C.</p>   | <p><b>640 Lt</b></p>   |  |
| <p><b>Kampinis antgalis 120 L su šviesa (be galvutės)</b><br/>Perdavimo santykis 1:1, dvikanalis vidinis aušinimas, sterilizuojamas iki 135 °C.</p>     | <p><b>1 250 Lt</b></p> |  |
| <p><b>Galvutė 168 D</b><br/>Plunksninė fiksacija, perdavimo santykis 1:1, tinkama kampiniam antgaliams 120 D, sterilizuojama iki 135 °C.</p>            | <p><b>355 Lt</b></p>   |  |
| <p><b>Galvutė 168 D/T</b><br/>Mygtukinė fiksacija, perdavimo santykis 1:1, tinkama kampiniams antgaliams 120 D ir 120 L, sterilizuojama iki 135 °C.</p> | <p><b>515 Lt</b></p>   |  |

|  |          |   |
|--|----------|---|
| <p><b>Endodontinis lėtinantis antgalis</b><br/>2100MBP (perdavimo santykis 8:1),<br/>4280MBP (perdavimo santykis 16:1, galvutė failo arba boro koteliui 9,5 mm, sterilizuojamas iki 135 °C).</p>   | 1 600 Lt |   |
| <p><b>Turbininis antgalis KAVO JAV su šviesa ir greitaeigie jungtimi</b><br/>Lemputė greitaeigėje jungtyje, mygtukinis grąžto tvirtinimas, vidinis aušinimas, vandens ir oro mišinio padavimas, purškimas iš 4 taškų, 350 000 aps./min., paviršius iš nerūdijančio plieno, sterilizuojamas iki 135 °C.</p> | 960 Lt   |   |
| <p><b>Rotorius „KAVO Impeller 640“</b><br/>Turbininiam antgaliui KAVO JAV.</p>   | 155 Lt   |  |

## Turbininiai antgaliai (TKD, Italija)

|   |          |  |
|---|----------|--|
| <p><b>THERA L 40SE su šviesa ir greitaeigie jungtimi „Gyroflex LED“</b><br/>Šviesos diodas turbinoje, mygtukinis grąžto tvirtinimas, vidinis aušinimas, vandens ir oro mišinio padavimas, 340 000 aps./min., purškimas iš 3 taškų, paviršius iš nerūdijančio plieno, svoris 47 g, sterilizuojamas iki 135 °C.</p> | 1 800 Lt |   |
| <p><b>THERA L su šviesa ir greitaeigie jungtimi „Gyroflex L“</b><br/>Lemputė pačioje turbinoje, mygtukinis grąžto tvirtinimas, vidinis aušinimas, vandens ir oro mišinio padavimas, 340 000 aps./min., purškimas iš 3 taškų, paviršius iš nerūdijančio plieno, svoris 47 g, sterilizuojamas iki 135 °C.</p>       | 1 650 Lt |  |
| <p><b>THERA R su greitaeigie jungtimi „Gyroflex“ (be šviesos)</b><br/>Mygtukinis grąžto tvirtinimas, vidinis aušinimas, vandens ir oro mišinio padavimas, purškimas iš 3 taškų, 340 000 aps./min., paviršius iš nerūdijančio plieno, svoris 47 g, sterilizuojamas iki 135 °C.</p>                                 | 1 200 Lt |  |
| <p><b>MICRA L su šviesa ir greitaeigie jungtimi „Gyroflex L“</b><br/>Maža galvutė, mygtukinis grąžto tvirtinimas, 1 išpurškimo taškas, 360 000 aps./min., paviršius iš nerūdijančio plieno, svoris 44 g, sterilizuojamas iki 135 °C.</p>  | 1 550 Lt |  |
| <p><b>MICRA R su greitaeigie jungtimi „Gyroflex“ (be šviesos)</b><br/>Maža galvutė, mygtukinis grąžto tvirtinimas, 1 išpurškimo taškas, 360 000 aps./min., svoris 44 g, sterilizuojamas iki 135 °C.</p>   | 1 100 Lt |  |
| <p><b>THALIA (be šviesos)</b><br/>Mygtukinis grąžto tvirtinimas, 1 išpurškimo taškas, 355 000 aps./min., svoris 49 g, sterilizuojamas iki 135 °C.</p>   | 940 Lt   |  |

## Autoklavas „STE-Ten“

B klasės kompaktinis greito veikimo garinis autoklavas odontologinių antgalių sterilizavimui. Prijungtas spausdintuvas. Naudojamas su „Bowie & Dick“ testu. Talpa – 1 l. Kameros gylis – Ø 90 x 160 mm. Maitinimo šaltinis – 220 V/50 Hz. Išoriniai matmenys – 570 x 470 x 500 mm. Svoris – 28 kg. Atitinka garinių sterilizatorių normos LST EN13060 reikalavimus.

**6 500 Lt**



## Autoklavas STE-23 L

B klasės garinis autoklavas. Papildomai prijungtas spausdintuvas. Neprikaištingai sterilizuoja įvairius instrumentus ir medžiagas dėl labai gerai suderintų temperatūros, džiovavimo ir vakuuminių savybių. Naudojamas su „Bowie & Dick“ testu. Talpa – 23 l. Kameros gylis – Ø 247 x 450 mm. Maitinimo šaltinis – 220 V/50 Hz. Išoriniai matmenys – 760 x 550 x 495 mm. Svoris – 50 kg. Atitinka garinių sterilizatorių normos LST EN13060 reikalavimus.

**12 500 Lt**



## Autoklavas „STE-Tin“

B klasės garinis autoklavas. Papildomai prijungtas spausdintuvas. Neprikaištingai sterilizuoja įvairius instrumentus ir medžiagas dėl labai gerai suderintų temperatūros, džiovavimo ir vakuuminių savybių. Naudojamas su „Bowie & Dick“ testu. Talpa – 16 l. Kameros gylis – Ø 240 x 360 mm. Maitinimo šaltinis – 220 V/50 Hz. Išoriniai matmenys – 645 x 500 x 425 mm. Svoris – 52 kg. Atitinka garinių sterilizatorių normos LST EN13060 reikalavimus.

**9 500 Lt**



## Vandens distiliatorius

Prietaisas distiliuoto vandens gamybai.  
Našumas – iki 4 l per 6 val.

**600 Lt**



## Sterilizavimo juostų užlydimo aparatas „NEWseal“

Siūlės plotis – 12 mm.  
Maksimalus paketo plotis – 300 mm.  
Matmenys – 43,5 x 31 x 33 cm.  
Svoris – 8 kg.

**1 490 Lt**



## Ultragarsinė vonelė DG-1

Talpa – 0,6 l.  
Darbingumas – 43 KHz.  
Vidiniai matmenys – 170 x 90 x 55 mm.  
Galingumas – 50 W.  
Laikmatis – 5 min.

**620 Lt**



## Ultragarsinės vonelės D 80 ir D 80-H (su pašildymo funkcija)


Talpa – 2 l.  
Darbingumas – 43 KHz.  
Vidiniai matmenys – 150 x 135 x 100 mm.  
Galingumas – 80 W.  
Laikmatis – 10 min. ir 30 min.

**D 80 –  
1 036 Lt  
D 80-H –  
1 140 Lt**




## Dezinfekavimo priemonės (METASYS, Austrija)

### GREEN & CLEAN M2 – siurbimo įrangos ir amalgamos skirtuvo dezinfekavimas

|   |               |   |
|---|---------------|---|
| Rinkinys (2 maišeliai po 480 ml skysčių ir dalytuvas)       | <b>355 Lt</b> |  |
| Papildymas (2 maišeliai skysčių po 480 ml (160 aplikacijų)) | <b>312 Lt</b> |   |


### GREEN & CLEAN HD – higieninė rankų dezinfekcija ir priežiūra

|                              |              |   |
|------------------------------|--------------|---|
| Europinis butelis (1 000 ml) | <b>31 Lt</b> |  |
| Europinis butelis (500 ml)   | <b>19 Lt</b> |   |


### GREEN & CLEAN HL – losjonas rankoms, turintis didelį antimikrobinį poveikį

|  |              |   |
|--|--------------|---|
| Rinkinys (1 butelis po 750 ml ir dozatorius) | <b>42 Lt</b> |  |
| Papildymas (1 butelis po 750 ml)             | <b>33 Lt</b> |   |

### METASYS sieninis dalytuvas

|   |               |   |
|---|---------------|---|
| Sieninis dalytuvas (talpa 500 ml)<br>rankų priežiūros „Green & Clean“ produktams HD ir HL | <b>208 Lt</b> |  |
|---|---------------|---|


### GREEN & CLEAN HC – rankų kremas

|   |              |   |
|---|--------------|---|
| Su migdolų aliejumi šurkščiai ir jautriai odai, su vitaminais E ir B (1 vnt. po 100 ml) | <b>15 Lt</b> |  |
|---|--------------|---|


### GREEN & CLEAN WD – alkoholiu impregnuotos servetėlės medicinos prietaisų paviršių dezinfekavimui ir valymui

|  |              |   |
|--|--------------|---|
| Rinkinys (1 dalytuvas su 150 servetėlių)   | <b>36 Lt</b> |  |
| Papildymas (1 dalytuvas su 120 servetėlių) | <b>18 Lt</b> |   |


**GREEN & CLEAN MK** – naudojimui paruoštos itin didelės servetėlės alkoholiui neatspariems medicininės įrangos paviršiams dezinfekuoti

|   |              |   |
|---|--------------|---|
| Rinkinys (1 dalytuvas su 70 servetėlių)   | <b>39 Lt</b> |  |
| Papildymas (1 dalytuvas su 70 servetėlių) | <b>27 Lt</b> |   |


**GREEN & CLEAN SK** – dezinfekavimo putos medicinos prietaisų paviršiams dezinfekuoti

|  |              |   |
|--|--------------|---|
| Rinkinys (750 ml butelis ir putas gaminantis antgališ) | <b>23 Lt</b> |  |
| Papildymas (750 ml butelis)                            | <b>16 Lt</b> |   |


**GREEN & CLEAN ID N** – stipraus poveikio koncentratas įrankiams ir medicinos produktams dezinfekuoti

|  |              |   |
|--|--------------|---|
| Rinkinys (500 ml butelis ir 100 ml matavimo indelis) | <b>45 Lt</b> |  |
| Papildymas (100 ml matavimo indelis)                 | <b>13 Lt</b> |   |

**GREEN & CLEAN IK** – purškiklis mikrovariklinių ir turbininių antgalių oro ir vandens sistemoms dezinfekuoti.  
Tinka visų pagrindinių gamintojų turbinoms

|   |              |   |
|---|--------------|---|
| 200 ml butelis su universaliu nenuimamu adapteriu | <b>78 Lt</b> |  |
|---|--------------|---|

**METASYS** vonelė instrumentų dezinfekcijai

|   |               |   |
|---|---------------|---|
| Su dangčiu ir įleidžiamu tinkleliu (talpa 4 l)                              | <b>168 Lt</b> |  |
| Vonelė borų dezinfekcijai su dangčiu ir įleidžiamu tinkleliu (talpa 200 ml) | <b>28 Lt</b>  |   |

## Darbo stalai dantų techniko kabinetui

E. Navicko įmonė „Medica“ gamina darbo stalus dantų technikų kabinetams, laboratorijoms. Gamybai naudojamos medžiagos: laminuotos medžio drožlių plokštės (MDP), aukšto suslėgimo medžio pluošto plokštės (MDF).

### Stalas dantų techniko kabinetui MD-E31 (1 darbo vietai)

1. Šviestuvas.
  2. Lentynėlė.
  3. 4 rozetės.
  4. Antgalis ir traukos pompa su reguliuojama galia.
  5. 12 ištraukiamų stalčių.
  6. 2 porankiai.
- Matmenys – 1 650 x 1 800 x 600 mm.

**6 120 Lt** (baltos spalvos RAL 9003)

**6 548 Lt** (spalvotos panelės ir durelės)



### Stalas dantų techniko kabinetui MD-E21 (1 darbo vietai)

1. Šviestuvas.
  2. Lentynėlė.
  3. 4 rozetės.
  4. Antgalis ir traukos pompa su reguliuojama galia.
  5. 7 ištraukiami stalčiai.
  6. 2 porankiai.
- Matmenys – 1 650 x 1 300 x 600 mm.

**4 697 Lt** (baltos spalvos RAL 9003)

**4 983 Lt** (spalvotos panelės ir durelės)



### Stalas mokymo įstaigoms MD-E95 (1 darbo vietai)

1. Lentynėlė.
  2. 2 rozetės.
  3. Ištraukiamas stalas.
- Matmenys – 1 050 x 1 000 x 600 mm.

Kainos nurodytos be manekeno, instrumentų ir kt.:

**2 805 Lt** (baltos spalvos RAL 9003)

**2 849 Lt** (spalvotos panelės)



## Papildomos priemonės dantų technikų stalams

### MD-E21-1

|   |               |
|---|---------------|
| Apsauginis stiklas. Nerūdijantis plienas. Ant antgalio. | <b>130 Lt</b> |
|---|---------------|



### MD-E21-2

|  |               |
|--|---------------|
| Danga ant stalviršio.<br>Darbo zonoje. | <b>150 Lt</b> |
|--|---------------|



### MD-E21-3

|  |               |
|--|---------------|
| Pneumosistema: reduktorius, manometras, pūtiklis | <b>366 Lt</b> |
|--|---------------|



## Odontologinių įrenginių spalvų paletė



## Turinys

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| Odontologinis įrenginys ABC 04-012 (I modifikacija), tvirtinamas prie kėdės.....      | 2  | Kompresorius (EKOM, Slovakija).....  | 14 |
| Odontologinis įrenginys ABC 04-012 (II modifikacija)...                               | 3  | Kompresoriai („Metasys“, Austrija).....  | 14 |
| Odontologinis įrenginys „Quetin K2 One“ (Prancūzija) .                                | 4  | „BORA New Light“ (1 darbo vietai)  |    |
| Odontologinis įrenginys CHIROMEGA 654 DUET tvirtinamas prie kėdės (Slovakija) .....   | 5  | „SCIROCCO New Light“ (2–3 darbo vietoms).....  | 14 |
| Odontologinis įrenginys ABC 04 .....  | 6  | „BORA New“ (1 darbo vietai) ir „SCIROCCO New“ (2–3 darbo vietoms) su džiovinimo funkcija ..... | 14 |
| Odontologinis įrenginys ABC 04-06 .....   | 6  | Kompresorius LUNA (Švedija) .....  | 14 |
| Mikrovariklis ABC 04-05 K .....   | 7  | Turbininiai antgaliai (MICRON, Rusija) .....   | 15 |
| Odontologinis įrenginys ABC 04-SA .....   | 7  | Rotoriai turbininiams antgaliams.....  | 15 |
| Odontologinis įrenginys ABC 04-AS .....   | 7  | Turbininiai antgaliai (CHIRANA, Slovakija) .....   | 16 |
| Odontologinė vakuumo stotelė ABC 04-VS .....  | 7  | Mikrovarikliniai antgaliai.....  | 16 |
| Odontologinė paciento kėdė ABC 04-KP .....  | 8  | Turbininiai antgaliai (TKD, Italija) .....   | 17 |
| Odontologinės kėdutės .....   | 8  | Autoklavas „STE-Ten“ .....   | 18 |
| Odontologinė spintelė .....   | 8  | Autoklavas STE-23 L .....  | 18 |
| Dentalinis rentgenas ERGON-X („ViVi s.r.l.“, Italija).....                            | 9  | Autoklavas „STE-Tin“.....  | 18 |
| Viziografas TRED („ViVi s.r.l.“, Italija) .....                                       | 9  | Vandens distiliatorius .....   | 19 |
| Viziografas EVA .....   | 9  | Sterilizavimo juostų užlydimo aparatas „NEWseal“ ....  | 19 |
| Intraoralinė kamera .....   | 9  | Ultragarsinė vonelė DG-1 .....   | 19 |
| Pūtiklis, įmontuojamas į odontologinį įrenginį („Luzzani“, Italija) .....             | 10 | Ultragarsinės vonelės D 80 ir D 80-H (su pašildymo funkcija) .....                             | 19 |
| Polimerizavimo lempos („Mectron“, Italija) .....                                      | 10 | Dezinfekavimo priemonės (METASYS, Austrija).....   | 20 |
| Polimerizavimo lempos („Carlo de Giorgi s.r.l.“, Italija) 10                          |    | Darbo stalai dantų techniko kabinetui.....   | 22 |
| Polimerizavimo lempa („TeKne Dental“, Italija) .....                                  | 11 | Stalas dantų techniko kabinetui  |    |
| Smėliasrovė EASYJET PRO („Mectron“, Italija).....                                     | 11 | MD-E31 (1 darbo vietai).....   | 22 |
| Pjezoskaleriai („Mectron“, Italija) .....   | 11 | Stalas dantų techniko kabinetui  |    |
| Pjezoskaleris COMPACT PIEZO („Mectron“, Italija) .....                                | 12 | MD-E21 (1 darbo vietai).....   | 22 |
| Pjezoskaleris TITANUS E („TeKne Dental“, Italija) .....                               | 12 | Stalas mokymo įstaigoms  |    |
| Mikrovarikliai (be šepetėlių) DEFINITIVE (TKD, Italija) .                             | 13 | MD-E95 (1 darbo vietai).....   | 22 |
| Orinis mikrovariklis VORTICE (TKD, Italija).....                                      | 13 | Papildomos priemonės dantų technikų stalams.....   | 23 |
| Techniniai mikrovarikliai („Saechin“, Korėja) .....                                   | 13 | MD-E21-1 .....   | 23 |
| Elektrokauteris irelektrochirurginis peilis („Carlo de Giorgi s.r.l.“, Italija) ..... | 13 | MD-E21-2 .....   | 23 |
|   |    | MD-E21-3 .....   | 23 |
|   |    | Odontologinių įrenginių spalvų paletė.....   | 23 |