

# Darbo stalai dantų techniko laboratorijai

## Dantų techniko darbo stalas MD- E21



viena darbo vieta  
stalviršis – laminuota medžio drožlių plokštė  
šviestuvai su lentynėle  
traukos sistema (antgalis, pompa su reguliuojama galia)  
pneumosistema (manometras, reduktorius, pūtiklis)  
slėgio reguliatorius  
apsauginis stiklas ant antgalio  
nerūdijančio plieno danga darbo zonoje  
stalčius šiukšlėms  
2 porankiai  
5 stalčių spintelė  
4 rozetės  
Matmenys: 1650x1300x600 mm

## Dantų techniko darbo stalas MD- E22



dvi darbo vietos  
stalviršis – laminuota medžio drožlių plokštė  
šviestuvai (2 vnt.)  
lentynėlė 70 x 2100  
traukos sistema: antgalis, pompa su reguliuojama galia (2 kompl.)  
pneumosistema: manometras, reduktorius, pūtiklis (2 kompl.)  
slėgio reguliatorius  
apsauginis stiklas ant antgalio  
nerūdijančio plieno danga darbo zonoje (2 vnt.)  
stalčius šiukšlėms (2 vnt.)  
2 porankiai (2 komplektai)  
5 stalčių spintelė  
8 rozetės  
Matmenys: 1650x2100x600 mm



Apsauginis stiklas ant antgalio MD E21-1



Nerūdijančio plieno danga MD-E21-2  
ant stalviršio darbo zonoje



Pūtiklis MD- E21-3 (Italija)