

## Стоматологическая установка „SIGER U 100“

- Эргономичный дизайн
- Расширенные возможности для дополнительной комплектации
- Доступна и проста в эксплуатации и техническом обслуживании
- Модуль врача: комплектация до 5
- Инструментов с верхней или нижней подачей
- Модуль ассистента: слюноотсос, пылесос, дополнительный пистолет вода / воздух
- Кресло пациента: бесшовное покрытие из износостойкого винила, регулируемый подголовник с двойной артикуляцией



## Выберите светильник для обновления вашего оборудования!



DL 150/155

### Предоставляем новую услугу! В любое старое стоматологическое оборудование устанавливаем светильники нового поколения.

- 50 % ярче галогенных
- 60 % снижает энергопотребление
- Эффективная диагностика света зубов при натуральном свете неизлучает тепла, не создает дискомфорта для врача и пациента
- Свет не попадает в глаза пациента
- Простота в эксплуатации



DL 60/66

LED стоматологические светильники высокого качества облегчает работу стоматолога, повышает эффективность работы. Стоматологические светильники серии DL незаменимые партнеры врачей стоматологов.

## Турбинный наконечник нового поколения TX-164A. НОВИНКА! 180,00 € (без НДС)

- С интегрированным LED генератором света для стоматологических установок, в которых нет возможности освещения, тройной спрей, частота вращения 300.000 – 400.000 обр./мин.
- Кнопочное крепление. Керамические подшипники
- Для соединения M4 Midwest без света
- Стерилизация до 135 °C



## Турбинный наконечник TX-162A. 142,00 € (без НДС)

- M4 Midwest соединение с подсветкой
- Тройной спрей, частота вращения 300.000 – 400.000 обр./мин.
- Кнопочное крепление. Керамические подшипники
- Лампочка в быстросъемном соединении
- Стерилизация до 135 °C



## Турбинный наконечник TX-124. НОВИНКА! 60,00 € (без НДС)

- Легкий, изящный и быстрый турбинный наконечник
- Кнопочное крепление
- Боковой спрей, частота вращения 350.000 – 400.000 обр./мин.
- Для соединения M4 Midwest
- Керамические подшипники. Вес 45 г. Стерилизация до 135 °C
- Различные цвета на выбор



## Угловой микромоторный наконечник нового поколения TX-76. НОВИНКА! 174,00 €. (без НДС)

- С интегрированным LED генератором света для стоматологических установок, в которых нет возможности освещения
- С подсветкой. Передаточное отношение 1:1
- Кнопочное крепление
- Частота вращения 40.000 обр./мин.
- Внутреннее охлаждение. Стерилизация до 135 °C



## Прямой микромоторный наконечник TX-8 C. 113,00 € (без НДС)

- Передаточное отношение 1:1
- Частота вращения 40.000 обр./мин.
- Внутреннее охлаждение. Стерилизация до 135 °C



**Medica**  
www.medica.lt

**20 лет**

Уже 20 лет производим стоматологические установки  
Работаем с Вами и для Вас!



Уважаемые врачи,  
Приглашаем Вас посетить наш стенд

**„MEDICA“ Nr. 5. C08**

на выставке

 **BaltMEDICA**

15-17.09. 2011

„LITEXPO“ выставочный центр, Лайсвес пр. 5, Вильнюс, Литва

Станьте нашим клиентом во время выставки, и мы  
подарим Вам особенные скидки!

E. Navicko enterprise "Medica" Architektu str. 1, LT-78366 Šiauliai, Lithuania  
Tel. / fax + 370 41 514162, mob. + 370 676 41208 E-mail: info@medica.lt

