

PATRAUKLIOS NAUJIENOS! PIGU IR PRAKTIŠKA!

NAUJIENA! BE PAPILDOMŲ INVESTICIJŲ Į ĮRANGĄ DIRBSITE SU ŠVIESA!

Naujos kartos turbininis antgalis TX-164 A su integruotu LED šviesos generatoriumi

- Skirtas odontologinėms įrangoms, kuriose nėra numatyta apšvietimo galimybė.
- Purškimas iš 3 taškų. 300 000–400 000 aps./min.
- Mygtukinis grąžto tvirtinimas. Keraminiai guoliai.
- Standartinė arba didelė galvutė. Sterilizuojamas.
- Pritaikytas *M4 Midwest* jungčiai be šviesos.



620 Lt

Naujos kartos TX-75 mikrovariklinis kampinis antgalis su integruotu LED šviesos generatoriumi

- Skirtas odontologinėms įrangoms, kuriose nėra numatyta apšvietimo galimybė.
- Su pašvietimu. Perdavimo santykis 1:1.
- Mygtukinis grąžto tvirtinimas.
- 40 000 aps./min.
- Vidinis aušinimas vandeniu.
- Sterilizuojamas.



600 Lt

Turbininis antgalis TX-124

NAUJIENA! YPATINGAI LENGVAS!

- Dailus ir greitas turbininis antgalis.
- Svoris tik 45 g. Sterilizuojamas.
- Mygtukinis / raktinis grąžto tvirtinimas.
- Vienas purškimas. 350 000–400 000 aps./min.
- Standartinė arba didelė galvutė.
- Pritaikytas *M4 Midwest* jungčiai.
- Keraminiai guoliai.
- Įvairus spalvų pasirinkimas.



210 Lt

Turbininis antgalis TX-162A su šviesa ir greitaeigė jungtimi

- Purškimas iš 3 taškų. 300 000–400 000 aps./min.
- Mygtukinis grąžto tvirtinimas. Keraminiai guoliai.
- Lemputė greitaeigėje jungtyje.
- Standartinė arba didelė galvutė.
- Pritaikytas *M4 Midwest* jungčiai. Sterilizuojamas.



490 Lt

Mikrovariklinis tiesus antgalis TX-8 C

- Perdavimo santykis 1:1.
- 40 000 aps./min.
- Vidinis aušinimas vandeniu.
- Sterilizuojamas.



390 Lt