



PACIENTO KĖDĖ

- Elektromechaninė.
- Besiūlė kėdės apmušalo dangą. Du plastikiniai porankiai.
- Kėdės valdymas kojiniu pedalu ir iš gydytojo panelės.
- Daugiafunkcis kojinis valdymo pedalas su programuojama atmintimi.

Siūlome ekonominės klasės įrenginį su aukštos kokybės mūsų siūlomais priedais ir puikiu servisu, kas leis Jums įsirengti odontologinį kabinetą už mažesnes išlaidas.



SPJAUDYKLĖS BLOKAS

- Nuimama, pasukama keraminė spjaudyklė.
- Spjaudyklės apiplovimas, stiklinės pripildymas.
- Distiliuoto vandens sistema. 1,5 l talpos indas.
- Vandens pašildymas. Vieta separatoriui.



NAUJASIS LED ŠVIESTUVAS

- Įvairūs šviestuvų modeliai nuo 1 iki 6 šviesos diodų.
- Kokybiškas ir tolygus apšvietimas.
- Natūrali šviesa.
- Lengvas valdymas.



ASISTENTO INSTRUMENTŲ DALIS

- Asistento valdymo panelė.
- 3-ų funkcijų pūtiklis.
- Seilių atsiurbiklis.
- Dulkių atsiurbiklis.
- Galimybė sukompaktuoti iki 4 instrumentų.

GYDYTOJO INSTRUMENTŲ DALIS

- Instrumentai iš viršaus arba iš apačios.
- Galimybė sukompaktuoti 5 instrumentus.
- Silikoninis autoklavuojamas kilimėlis.
- Kėdės valdymas.
- Elektrinio mikrovariklio, kitų instrumentų valdymas.

